

色谱柱对应

2015 版中国药典

应用参考



技术支持专线: 400-606-8099
邮箱: cninfo@phenomenex.com
网址: www.phenomenex.com.cn



Gemini 系列色谱柱



品种	目标化合物	推荐色谱柱	规格	订货号
阿胶	L-羟脯氨酸, 甘氨酸, 丙氨酸, L-脯氨酸	Gemini C18	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4435-E0
当归	阿魏酸	Gemini C18	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4435-E0
胃复春片	柚皮苷	Gemini C18	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4435-E0
通窍鼻炎片	欧前胡素	Gemini C18	5 μ m 150 \times 4.6mm	00F-4435-E0
消渴丸	葛根素	Gemini C18	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4435-E0
障眼明片	葛根素	Gemini C18	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4435-E0
银翘解毒片	绿原酸	Gemini C18	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4435-E0
小柴胡颗粒	黄芩苷	Gemini C18	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4435-E0
利咽解毒颗粒	黄芩苷	Gemini C18	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4435-E0
逍遥丸	芍药苷	Gemini C18	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4435-E0
口炎清颗粒	绿原酸	Gemini C18	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4435-E0
妇科千金片	穿心莲内酯和脱水穿心莲内酯	Gemini C18	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4435-E0
五福化毒丸	牛蒡苷	Gemini C18	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4435-E0
抗骨增生丸	淫羊藿苷	Gemini C18	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4435-E0
知柏地黄丸	丹皮酚	Gemini C18	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4435-E0
复方丹参片	三七	Gemini C18	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4435-E0
元胡止痛片	欧前胡素	Gemini C18	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4435-E0
杞菊地黄丸	莫诺苷、马钱苷和丹皮酚	Gemini C18	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4435-E0
心可舒片	丹参素钠、原儿茶醛、葛根素和丹酚酸B	Gemini C18	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4435-E0
山茱萸	莫诺苷和马钱苷	Gemini C18	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4435-E0
清开灵颗粒	栀子苷	Gemini C18	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4435-E0
脑心清片	槲皮素和山柰素	Gemini C18	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4435-E0
清开灵颗粒	黄芩苷	Gemini C18	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4435-E0
双黄连胶囊	黄芩苷	Gemini C18	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4435-E0
双黄连胶囊	绿原酸	Gemini C18	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4435-E0
灯盏花素片	野黄芩苷	Gemini C18	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4435-E0
小儿热速清颗粒	黄芩苷	Gemini C18	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4435-E0
脑心通胶囊	丹参酮IIA	Gemini C18	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4435-E0
藿香正气滴丸	厚朴酚、厚朴酚和橙皮苷	Gemini C18	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4435-E0
咳特灵胶囊	牡荆苷和异牡荆苷	Gemini C18	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4435-E0
茵栀黄颗粒	黄芩苷	Gemini C18	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4435-E0
肛泰软膏	盐酸小檗碱	Gemini C18	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4435-E0
骨仙片	柚皮苷	Gemini C18	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4435-E0
小柴胡胶囊	黄芩苷	Gemini C18	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4435-E0
通宣理肺片	黄芩苷	Gemini C18	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4435-E0
蒲地蓝消炎口服液	黄芩苷	Gemini C18	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4435-E0
克感利咽口服液	黄芩苷	Gemini C18	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4435-E0
鼻炎灵片	黄芩苷	Gemini C18	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4435-E0
清肺化痰丸	黄芩苷	Gemini C18	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4435-E0
新癬片	吡啶美辛	Gemini C18	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4435-E0
金佛止痛丸	芍药苷	Gemini C18	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4435-E0
小儿柴桂退热颗粒	葛根素	Gemini C18	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4435-E0
保济口服液	葛根素	Gemini C18	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4435-E0
穿心莲内酯滴丸	穿心莲内酯	Gemini C18	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4435-E0
阿莫西林胶囊	有关物质	Gemini C18	5 μ m 150 \times 4.6mm	00F-4435-E0

Gemini 系列色谱柱



品种	目标化合物	推荐色谱柱	规格	订货号
阿莫西林胶囊	含量测定	Gemini C18	5μm 150×4.6mm	00F-4435-E0
吡拉西坦片	含量测定	Gemini C18	5μm 250×4.6mm	00G-4435-E0
复方甘草口服液	愈创甘油醚和甘草酸	Gemini C18	5μm 250×4.6mm	00G-4435-E0
复方磺胺甲噁唑片	含量测定	Gemini C18	5μm 150×4.6mm	00F-4435-E0
盐酸甲氯芬酯	有关物质	Gemini C18	5μm 250×4.6mm	00G-4435-E0
己烯雌酚片	含量测定	Gemini C18	5μm 250×4.6mm	00G-4435-E0
葛根素	有关物质	Gemini C18	5μm 250×4.6mm	00G-4435-E0
葛根素	含量测定	Gemini C18	5μm 250×4.6mm	00G-4435-E0
乙酰螺旋霉素片	组分测定	Gemini C18	5μm 250×4.6mm	00G-4435-E0
盐酸克林霉素胶囊	有关物质及含量测定	Gemini C18	5μm 250×4.6mm	00G-4435-E0
盐酸左氧氟沙星胶囊	有关物质	Gemini C18	5μm 250×4.6mm	00G-4435-E0
盐酸左氧氟沙星胶囊	右氧氟沙星的测定	Gemini C18	5μm 250×4.6mm	00G-4435-E0
盐酸左氧氟沙星胶囊	含量测定	Gemini C18	5μm 250×4.6mm	00G-4435-E0
诺氟沙星胶囊	含量测定	Gemini C18	5μm 250×4.6mm	00G-4435-E0
注射用头孢唑林钠	有关物质	Gemini C18	5μm 250×4.6mm	00G-4435-E0
注射用头孢唑林钠	含量测定	Gemini C18	5μm 250×4.6mm	00G-4435-E0
头孢克洛片	有关物质	Gemini C18	5μm 250×4.6mm	00G-4435-E0
头孢克洛片	含量测定	Gemini C18	5μm 250×4.6mm	00G-4435-E0
盐酸环丙沙星片	含量测定	Gemini C18	5μm 150×4.6mm	00F-4435-E0
罗红霉素片	有关物质及含量测定	Gemini C18	5μm 250×4.6mm	00G-4435-E0
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾	含量测定	Gemini C18	5μm 250×4.6mm	00G-4435-E0
盐酸四环素片	有关物质及含量测定	Gemini C18	5μm 250×4.6mm	00G-4435-E0
头孢丙烯	有关物质	Gemini C18	5μm 250×4.6mm	00G-4435-E0
头孢丙烯	含量测定	Gemini C18	5μm 250×4.6mm	00G-4435-E0
赖诺普利片	含量测定	Gemini C18	5μm 150×4.6mm	00F-4435-E0
盐酸头孢他美酯片	有关物质及含量测定	Gemini C18	5μm 250×4.6mm	00G-4435-E0
牡丹皮	丹皮酚	Gemini C18	5μm 250×4.6mm	00G-4435-E0
盐酸土霉素片	有关物质及含量测定	Gemini C18	5μm 250×4.6mm	00G-4435-E0
泛昔洛韦	有关物质及含量测定	Gemini C18	5μm 250×4.6mm	00G-4435-E0
金银花	木犀草苷	Gemini C6-Phenyl	5μm 250×4.6mm	00G-4444-E0
人参	人参皂苷Rg1,Re 和Rb1	Gemini NX-C18	5μm 250×4.6mm	00G-4454-E0
元胡止痛片	延胡索乙素	Gemini NX-C18	5μm 250×4.6mm	00G-4454-E0
金钱草片	槲皮素和山柰素	Gemini NX-C18	5μm 250×4.6mm	00G-4454-E0
女金胶囊	黄芩苷	Gemini NX-C18	5μm 250×4.6mm	00G-4454-E0
卡铂	含量测定	Gemini NX-C18	5μm 250×4.6mm	00G-4454-E0

BioSep 系列色谱柱



品种	目标化合物	推荐色谱柱	规格	订货号
头孢地嗪钠	有关物质 II	BioSep-SEC-s2000	300×7.8mm	00H-2145-K0

Luna 系列色谱柱



品种	目标化合物	推荐色谱柱	规格	订货号
蛇床子	蛇床子素	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
都梁软胶囊	欧前胡素和异欧前胡素	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
古汉养生精片	淫羊藿苷	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
小儿七星茶颗粒	甘草酸铵	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
清开灵片	栀子苷	Luna C18(2)	5 μ m 150 \times 4.6mm	00F-4252-E0
午时茶颗粒	橙皮苷	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
清开灵片	黄芩苷	Luna C18(2)	5 μ m 150 \times 4.6mm	00F-4252-E0
脑心通胶囊	丹酚酸B	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
四君子颗粒	甘草苷和甘草酸铵	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
元胡止痛滴丸	欧前胡素	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
元胡止痛滴丸	延胡索乙素	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
百合固金片	芍药苷	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
清眩片	欧前胡素	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
补肾养血丸	2,3,5,4'-四羟基二苯乙炔-2-O- β -D-葡萄糖苷	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
化瘀祛斑胶囊	黄芩苷	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
天丹通络胶囊	丹参酮IIA	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
健胃片	芍药苷	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
复方羊角片	欧前胡素	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
五味子颗粒	五味子醇甲	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
头孢氨苄	含量测定	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
地塞米松	有关物质及含量测定	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
辛伐他汀	含量测定	Luna C18(2)	3 μ m 33 \times 4.6mm	00Z-4251-E0
注射用头孢拉定	含量测定	Luna C18(2)	5 μ m 150 \times 4.6mm	00F-4252-E0
盐酸小檗碱	有关物质	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
阿司匹林	游离水杨酸	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
醋酸地塞米松	有关物质	Luna C18(2)	5 μ m 150 \times 4.6mm	00F-4252-E0
单硝酸异山梨酯片	含量测定	Luna C18(2)	5 μ m 150 \times 4.6mm	00F-4252-E0
芬布芬片	有关物质	Luna C18(2)	5 μ m 150 \times 4.6mm	00F-4252-E0
芬布芬片	含量测定	Luna C18(2)	5 μ m 150 \times 4.6mm	00F-4252-E0
头孢拉定胶囊	含量测定	Luna C18(2)	5 μ m 150 \times 4.6mm	00F-4252-E0
奋乃静	有关物质	Luna C18(2)	5 μ m 150 \times 4.6mm	00F-4252-E0
头孢地尼	含量测定	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
甲硝唑	有关物质	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
熊去氧胆酸片	含量测定	Luna C18(2)	5 μ m 150 \times 4.6mm	00F-4252-E0
布洛伪麻片	含量测定	Luna C18(2)	5 μ m 150 \times 4.6mm	00F-4252-E0
洛伐他汀片	有关物质	Luna C18(2)	5 μ m 150 \times 4.6mm	00F-4252-E0
洛伐他汀片	含量测定	Luna C18(2)	5 μ m 150 \times 4.6mm	00F-4252-E0
盐酸普鲁卡因	对氨基苯甲酸	Luna C18(2)	5 μ m 150 \times 4.6mm	00F-4252-E0
头孢羟氨苄	有关物质	Luna C18(2)	5 μ m 150 \times 4.6mm	00F-4252-E0
头孢羟氨苄	含量测定	Luna C18(2)	5 μ m 150 \times 4.6mm	00F-4252-E0
硝酸异山梨酯	有关物质	Luna C18(2)	5 μ m 150 \times 4.6mm	00F-4252-E0
硝酸异山梨酯	含量测定	Luna C18(2)	5 μ m 150 \times 4.6mm	00F-4252-E0
盐酸伐昔洛韦片	有关物质及含量测定	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
盐酸多西环素片	有关物质及含量测定	Luna C18(2)	5 μ m 150 \times 4.6mm	00F-4252-E0
盐酸美他环素片	有关物质及含量测定	Luna C18(2)	5 μ m 150 \times 4.6mm	00F-4252-E0
氯霉素	有关物质及含量测定	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
茶碱	有关物质	Luna C18(2)	5 μ m 150 \times 4.6mm	00F-4252-E0

Luna 系列色谱柱



品种	目标化合物	推荐色谱柱	规格	订货号
阿昔洛韦	有关物质	Luna C18(2)	5μm 250×4.6mm	00G-4252-E0
阿昔洛韦	含量测定	Luna C18(2)	5μm 250×4.6mm	00G-4252-E0
头孢泊肟酯片	含量测定	Luna C18(2)	5μm 150×4.6mm	00F-4252-E0
头孢克肟胶囊	含量测定	Luna C18(2)	5μm 150×4.6mm	00F-4252-E0
醋酸泼尼松	有关物质及含量测定	Luna C18(2)	5μm 250×4.6mm	00G-4252-E0
磷酸川芎嗪片	含量测定	Luna C18(2)	5μm 250×4.6mm	00G-4252-E0
头孢呋辛酯片	有关物质及含量测定	Luna C18(2)	5μm 150×4.6mm	00F-4252-E0
阿司匹林肠溶片	含量测定	Luna C18(2)	5μm 250×4.6mm	00G-4252-E0
硝酸咪康唑乳膏	含量测定	Luna C18(2)	5μm 150×4.6mm	00F-4252-E0
消旋山莨菪碱	有关物质	Luna C18(2)	5μm 150×4.6mm	00F-4252-E0
氢氯噻嗪片	有关物质	Luna C18(2)	5μm 150×4.6mm	00F-4252-E0
氢氯噻嗪片	含量测定	Luna C18(2)	5μm 150×4.6mm	00F-4252-E0
头孢噻肟钠	有关物质	Luna C18(2)	5μm 250×4.6mm	00G-4252-E0
头孢噻肟钠	含量测定	Luna C18(2)	5μm 250×4.6mm	00G-4252-E0
复方甘草片	甘草酸	Luna C18(2)	5μm 150×4.6mm	00F-4252-E0
硝酸益康唑	有关物质	Luna C18(2)	5μm 150×4.6mm	00F-4252-E0
醋酸地塞米松乳膏	含量测定	Luna C18(2)	5μm 150×4.6mm	00F-4252-E0
吡达帕胺	有关物质及含量测定	Luna C18(2)	5μm 150×4.6mm	00F-4252-E0
青霉素V 钾片	含量测定	Luna C18(2)	5μm 150×4.6mm	00F-4252-E0
维生素B2 片	有关物质及含量测定	Luna C18(2)	5μm 150×4.6mm	00F-4252-E0
维生素B12	有关物质	Luna C18(2)	5μm 150×4.6mm	00F-4252-E0
维生素B6 片	有关物质及含量测定	Luna C18(2)	5μm 250×4.6mm	00G-4252-E0
维生素B1 片	有关物质	Luna C18(2)	5μm 150×4.6mm	00F-4252-E0
甲氧氯普胺片	含量测定	Luna C18(2)	5μm 150×4.6mm	00F-4252-E0
肌苷	有关物质及含量测定	Luna C18(2)	5μm 250×4.6mm	00G-4252-E0
美洛昔康片	有关物质	Luna C18(2)	5μm 150×4.6mm	00F-4252-E0
磷酸苯丙哌林	有关物质	Luna C18(2)	5μm 250×4.6mm	00G-4252-E0
异烟肼片	有关物质及含量测定	Luna C18(2)	5μm 250×4.6mm	00G-4252-E0
对乙酰氨基酚注射液	含量测定	Luna C18(2)	5μm 150×4.6mm	00F-4252-E0
布洛芬片	含量测定	Luna C18(2)	5μm 250×4.6mm	00G-4252-E0
枸橼酸喷托维林片	有关物质及含量测定	Luna C18(2)	5μm 150×4.6mm	00F-4252-E0
硫酸沙丁胺醇片	含量测定	Luna C18(2)	5μm 150×4.6mm	00F-4252-E0
马来酸氯苯那敏片	含量测定	Luna C18(2)	5μm 250×4.6mm	00G-4252-E0
氯氮平片	有关物质及含量测定	Luna C18(2)	5μm 150×4.6mm	00F-4252-E0
替硝唑	有关物质	Luna C18(2)	5μm 150×4.6mm	00F-4252-E0
罗通定	含量测定	Luna C18(2)	5μm 150×4.6mm	00F-4252-E0
吡哌美辛肠溶片	含量测定	Luna C18(2)	5μm 150×4.6mm	00F-4252-E0
双嘧达莫	有关物质	Luna C18(2)	5μm 150×4.6mm	00F-4252-E0
盐酸胺碘酮片	有关物质及含量测定	Luna C18(2)	5μm 150×4.6mm	00F-4252-E0
酮洛芬肠溶胶囊	含量测定	Luna C18(2)	5μm 150×4.6mm	00F-4252-E0
醋酸甲羟孕酮	有关物质及含量测定	Luna C18(2)	5μm 250×4.6mm	00G-4252-E0
西咪替丁	有关物质	Luna C18(2)	5μm 150×4.6mm	00F-4252-E0
头孢他啶	含量测定	Luna C18(2)	5μm 150×4.6mm	00F-4252-E0
左炔诺孕酮	有关物质及含量测定	Luna C18(2)	5μm 250×4.6mm	00G-4252-E0
尼莫地平片	有关物质	Luna C18(2)	5μm 250×4.6mm	00G-4252-E0
格列本脲片	有关物质及含量测定	Luna C18(2)	5μm 150×4.6mm	00F-4252-E0
尼群地平片	有关物质	Luna C18(2)	5μm 150×4.6mm	00F-4252-E0
非诺贝特片	有关物质及含量测定	Luna C18(2)	5μm 250×4.6mm	00G-4252-E0

Luna 系列色谱柱



品种	目标化合物	推荐色谱柱	规格	订货号
螺内酯片	含量测定	Luna C18(2)	5 μ m 150 \times 4.6mm	00F-4252-E0
辅酶Q10片	含量测定	Luna C18(2)	5 μ m 150 \times 4.6mm	00F-4252-E0
奥沙普秦	有关物质	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
呋塞米	有关物质	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
米非司酮片	有关物质	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
甘草	甘草苷和甘草酸铵	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
秦艽	龙胆苦苷和马钱苷酸	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
淫羊藿	淫羊藿苷	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
忍冬藤	绿原酸	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
小蓟	蒙花苷	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
石韦	绿原酸	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
肉桂	桂皮醛	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
徐长卿	丹皮酚	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
何首乌	2,3,5,4'-四羟基二苯乙烯-2-O- β -D-葡萄糖苷	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
绵茵陈	绿原酸	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
桂枝茯苓胶囊	丹皮酚	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
白癜风胶囊	补骨脂素和异补骨脂素	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
柴黄片	黄芩苷	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
维C银翘片	绿原酸	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
维C银翘片	牛蒡苷	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
复方珍珠暗疮片	黄芩苷	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
防风通圣丸	黄芩苷	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
桂附理中丸	桂皮醛	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
藿香正气软胶囊	厚朴酚与和厚朴酚	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
健儿消食口服液	黄芩苷	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
胃康灵胶囊	芍药苷	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
消肿止痛酊	盐酸巴马汀	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
小儿咽扁颗粒	绿原酸	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
感冒清热颗粒	葛根素	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
小儿清肺化痰口服液	黄芩苷	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
心脑康胶囊	芍药苷	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
杏苏止咳糖浆	橙皮苷	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
羚羊清肺颗粒	绿原酸	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
中风回春丸	丹参素钠	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
双黄连口服液	黄芩苷	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
麝香保心丸	脂蟾毒配基和华蟾酥毒基	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
一清胶囊	黄芩苷	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
肠康片	盐酸小檗碱	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
香砂六君丸	橙皮苷	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
调胃消滞丸	厚朴酚与和厚朴酚	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
银翘解毒颗粒	绿原酸	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
桂林西瓜霜	盐酸小檗碱	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
鼻炎康片	黄芩苷	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
全鹿丸	补骨脂素和异补骨脂素	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
妇科养坤丸	黄芩苷	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
小儿清肺止咳片	黄芩苷	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
除湿白带丸	芍药苷	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0

Luna 系列色谱柱



品种	目标化合物	推荐色谱柱	规格	订货号
蛇胆川贝散	牛磺胆酸钠	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
万应胶囊	盐酸小檗碱	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
天麻首乌片	2,3,5,4'-四羟基二苯乙烯-2-O- β -D-葡萄糖苷	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
金嗓开音丸	绿原酸	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
咳喘顺丸	橙皮苷	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
六味地黄胶囊	丹皮酚	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
蛇胆陈皮散	橙皮苷	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
六味安消胶囊	大黄素和大黄酚	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
茵栀黄颗粒	绿原酸	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
枣仁安神颗粒	五味子醇甲	Luna C18(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4252-E0
醋酸曲安奈德	有关物质及含量测定	Luna C18(2)	5 μ m 150 \times 4.6mm	00F-4252-E0
缬沙坦片	有关物质及含量测定	Luna C18(2)	5 μ m 150 \times 4.6mm	00F-4252-E0
秋水仙碱	有关物质	Luna C8(2)	5 μ m 150 \times 4.6mm	00F-4249-E0
注射用头孢唑啉钠	有关物质	Luna C8(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4249-E0
注射用头孢唑啉钠	含量测定	Luna C8(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4249-E0
托吡卡胺滴眼液	含量测定	Luna C8(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4249-E0
马来酸依那普利片	含量测定	Luna C8(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4249-E0
蔡敏维滴眼液	盐酸蔡甲唑啉与马来酸氯苯那敏	Luna C8(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4249-E0
盐酸普罗帕酮	有关物质	Luna C8(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4249-E0
螺内酯片	有关物质	Luna C8(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4249-E0
利福平片	含量测定	Luna C8(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4249-E0
奥美拉唑肠溶片	有关物质	Luna C8(2)	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4249-E0
卡马西平	有关物质	Luna CN	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4255-E0
注射用头孢他啶	精氨酸	Luna Hilic	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4450-E0
苦参	苦参碱和氧化苦参碱	Luna NH2	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4378-E0
维C银翘片	维生素C	Luna NH2	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4378-E0
苍耳子	羧基苍术苷三钾盐	Luna Phenyl-Hexyl	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4257-E0
阿普唑仑	有关物质	Luna Phenyl-Hexyl	5 μ m 150 \times 4.6mm	00F-4257-E0
槟榔	氢溴酸槟榔碱	Luna SCX	5 μ m 250 \times 4.6mm	00F-4398-E0
益母草片	盐酸水苏碱	Luna SCX	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4398-E0
盐酸二甲双胍片	有关物质	Luna SCX	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4398-E0

Kinetex 系列色谱柱



品种	目标化合物	推荐色谱柱	规格	订货号
枇杷叶	熊果酸, 齐墩果酸	Kinetex C18	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4601-E0
牛黄解毒片	黄芩苷	Kinetex C18	2.6 μ m 100 \times 4.6mm	00D-4462-E0
复方丹参片	三七	Kinetex C18	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4601-E0
丹参	丹参酮类	Kinetex C18	2.6 μ m 150 \times 4.6mm	00F-4462-E0
都梁软胶囊	欧前胡素和异欧前胡素	Kinetex C18	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4601-E0
参芍片	人参茎叶总皂苷	Kinetex C18	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4601-E0
头孢氨苄	有关物质	Kinetex C18	5 μ m 150 \times 4.6mm	00F-4601-E0
元胡止痛片	欧前胡素	Kinetex EVO C18	5 μ m 250 \times 4.6mm	00G-4633-E0

Synergi 系列色谱柱



品种	目标化合物	推荐色谱柱	规格	订货号
金银花	绿原酸	Synergi Fusion-RP	4μm 250×4.6mm	00G-4424-E0
五倍子	没食子酸	Synergi Fusion-RP	4μm 250×4.6mm	00G-4424-E0
栀子	栀子苷	Synergi Fusion-RP	4μm 250×4.6mm	00G-4424-E0
化橘红	柚皮苷	Synergi Fusion-RP	4μm 250×4.6mm	00G-4424-E0
白芷	欧前胡素	Synergi Fusion-RP	4μm 150×4.6mm	00F-4424-E0
葛根	葛根素	Synergi Fusion-RP	4μm 250×4.6mm	00G-4424-E0
川芎	阿魏酸	Synergi Fusion-RP	4μm 250×4.6mm	00G-4424-E0
地榆	没食子酸	Synergi Fusion-RP	4μm 250×4.6mm	00G-4424-E0
桂枝茯苓胶囊	苦杏仁苷	Synergi Fusion-RP	4μm 150×4.6mm	00F-4424-E0
柏子养心片	阿魏酸	Synergi Fusion-RP	4μm 150×4.6mm	00F-4424-E0
肠炎宁片	没食子酸	Synergi Fusion-RP	4μm 250×4.6mm	00G-4424-E0
健胃消食片	橙皮苷	Synergi Fusion-RP	4μm 250×4.6mm	00G-4424-E0
金水宝胶囊	腺苷	Synergi Fusion-RP	4μm 250×4.6mm	00G-4424-E0
感冒清热胶囊	葛根素	Synergi Fusion-RP	4μm 250×4.6mm	00G-4424-E0
卡托普利片	卡托普利二硫化物的检查及含量测定	Synergi Fusion-RP	4μm 250×4.6mm	00G-4424-E0
头孢地嗪钠	有关物质 I 及含量测定	Synergi Fusion-RP	4μm 150×4.6mm	00F-4424-E0
格列吡嗪	有关物质	Synergi Fusion-RP	4μm 250×4.6mm	00G-4424-E0
盐酸头孢吡肟	有关物质	Synergi Fusion-RP	4μm 250×4.6mm	00G-4424-E0
盐酸头孢吡肟	含量测定	Synergi Fusion-RP	4μm 250×4.6mm	00G-4424-E0
厚朴	厚朴酚和厚朴酚	Synergi Hydro-RP	4μm 250×4.6mm	00G-4375-E0
芦荟	芦荟苷	Synergi Hydro-RP	4μm 250×4.6mm	00G-4375-E0
龙胆	龙胆苦苷	Synergi Hydro-RP	4μm 250×4.6mm	00G-4375-E0
白芍	芍药苷	Synergi Hydro-RP	4μm 250×4.6mm	00G-4375-E0
牛蒡子	牛蒡苷	Synergi Hydro-RP	4μm 250×4.6mm	00G-4375-E0
红景天	红景天苷	Synergi Hydro-RP	4μm 250×4.6mm	00G-4375-E0
胡椒	胡椒碱	Synergi Hydro-RP	4μm 250×4.6mm	00G-4375-E0
牛黄解毒片	黄芩苷	Synergi Hydro-RP	4μm 250×4.6mm	00G-4375-E0
复方血栓通胶囊	三七	Synergi Hydro-RP	4μm 250×4.6mm	00G-4375-E0
固肾定喘丸	补骨脂素和异补骨脂素	Synergi Hydro-RP	4μm 250×4.6mm	00G-4375-E0
急支糖浆	柚皮苷	Synergi Hydro-RP	4μm 250×4.6mm	00G-4375-E0
通心络胶囊	芍药苷	Synergi Hydro-RP	4μm 250×4.6mm	00G-4375-E0
栀子金花丸	栀子苷	Synergi Hydro-RP	4μm 250×4.6mm	00G-4375-E0
桂枝茯苓丸	丹皮酚	Synergi Hydro-RP	4μm 250×4.6mm	00G-4375-E0
一清颗粒	黄芩苷	Synergi Hydro-RP	4μm 250×4.6mm	00G-4375-E0
牙痛一粒丸	华蟾酥毒基和脂蟾毒配基	Synergi Hydro-RP	4μm 250×4.6mm	00G-4375-E0
九味羌活丸	黄芩苷	Synergi Hydro-RP	4μm 250×4.6mm	00G-4375-E0
羚羊感冒片	牛蒡苷	Synergi Hydro-RP	4μm 250×4.6mm	00G-4375-E0
健民咽喉片	没食子酸	Synergi Hydro-RP	4μm 250×4.6mm	00G-4375-E0
清肝胆口服液	栀子苷	Synergi Hydro-RP	4μm 250×4.6mm	00G-4375-E0
复方丹参片	丹参酮IIA	Synergi Hydro-RP	4μm 150×4.6mm	00F-4375-E0
参芍片	芍药苷	Synergi Hydro-RP	4μm 250×4.6mm	00G-4375-E0
小儿退热合剂	栀子苷	Synergi Hydro-RP	4μm 150×4.6mm	00F-4375-E0
小儿退热合剂	黄芩苷	Synergi Hydro-RP	4μm 150×4.6mm	00F-4375-E0
小儿热速清颗粒	连翘苷	Synergi Hydro-RP	4μm 150×4.6mm	00F-4375-E0
脑心通胶囊	芍药苷	Synergi Hydro-RP	4μm 250×4.6mm	00G-4375-E0
胃苏颗粒	橙皮苷、柚皮苷和新橙皮苷	Synergi Hydro-RP	4μm 250×4.6mm	00G-4375-E0

Synergi 系列色谱柱



品种	目标化合物	推荐色谱柱	规格	订货号
茵栀黄颗粒	栀子苷	Synergi Hydro-RP	4μm 250×4.6mm	00G-4375-E0
肛泰软膏	没食子酸	Synergi Hydro-RP	4μm 250×4.6mm	00G-4375-E0
调经丸	芍药苷	Synergi Hydro-RP	4μm 150×4.6mm	00F-4375-E0
速效救心丸	阿魏酸	Synergi Hydro-RP	4μm 250×4.6mm	00G-4375-E0
京万红软膏	血竭素高氯酸盐	Synergi Hydro-RP	4μm 250×4.6mm	00G-4375-E0
清胃黄连片	盐酸小檗碱	Synergi Hydro-RP	4μm 250×4.6mm	00G-4375-E0
藁本	阿魏酸	Synergi Hydro-RP	4μm 250×4.6mm	00G-4375-E0
麻黄	盐酸麻黄碱和伪麻黄碱	Synergi Polar-RP	4μm 250×4.6mm	00G-4336-E0
注射用硝普钠	含量测定	Synergi Polar-RP	4μm 250×4.6mm	00G-4336-E0

REZEX 系列色谱柱



品种	目标化合物	推荐色谱柱	规格	订货号
甘露醇	有关物质	Rezex RCM-Monosaccharide	300×7.8mm	00H-0130-K0
甘油果糖氯化钠注射液	含量测定	Rezex ROA-Organic Acid	300×7.8mm	00H-0138-K0
利巴韦林	有关物质及含量测定	Rezex ROA-Organic Acid	150×7.8mm	00F-0138-K0

Venusil 系列色谱柱



品种	目标化合物	推荐色谱柱	规格	订货号
决明子	大黄酚和橙黄决明素	Venusil MP C18	5μm 250×4.6mm	VA952505-0
明目地黄丸	马钱苷	Venusil MP C18	5μm 250×4.6mm	VA952505-0
知柏地黄丸	马钱苷	Venusil MP C18	5μm 250×4.6mm	VA952505-0
小儿解表口服液	绿原酸	Venusil MP C18	5μm 250×4.6mm	VA952505-0
益母丸	盐酸水苏碱	Venusil SCX(T)	5μm 250×4.6mm	VSC952505-T
槟榔	槟榔碱	Venusil SCX(T)	5μm 250×4.6mm	VSC952505-T
益母草	盐酸水苏碱	Venusil stachdrine	5μm 250×4.6mm	VH952505-LH
人参	人参皂苷Rg1,Re 和Rb1	Venusil XBP C18(L)	5μm 250×4.6mm	VX952505-L
三七	三七总皂苷	Venusil XBP C18(L)	5μm 250×4.6mm	VX952505-L
西洋参	人参皂苷Rg1,Re 和Rb1	Venusil XBP C18(L)	5μm 250×4.6mm	VX952505-L
玄参	哈巴苷和哈巴俄苷	Venusil XBP C18(L)	5μm 250×4.6mm	VX952505-L
丹参	丹参酮IIA	Venusil XBP C18(L)	5μm 250×4.6mm	VX952505-L
补中益气丸	黄芪甲苷	Venusil XBP C18(L)	5μm 250×4.6mm	VX952505-L

全球分公司及办事处

Australia 澳大利亚
电话: +61 (0)2-9428-6444
auinfo@phenomenex.com

Austria 奥地利
电话: +43 (0)1-319-1301
anfrage@phenomenex.com

Belgium 比利时
电话: +32 (0)2 503 4015 (法语)
电话: +32 (0)2 511 8666 (荷兰语)
beinfo@phenomenex.com

Canada 加拿大
电话: +1 (800) 543-3681
info@phenomenex.com

China 中国
电话: +86 400-606-8099
cninfo@phenomenex.com

Denmark 丹麦
电话: +45 4824 8048
nordicinfo@phenomenex.com

Finland 芬兰
电话: +358 (0)9 4789 0063
nordicinfo@phenomenex.com

France 法国
电话: +33 (0)1 30 09 21 10
franceinfo@phenomenex.com

Germany 德国
电话: +49 (0)6021-58830-0
anfrage@phenomenex.com

India 印度
电话: +91 (0)40-3012 2400
indiainfo@phenomenex.com

Ireland 爱尔兰
电话: +353 (0)1 247 5405
eireinfo@phenomenex.com

Italy 意大利
电话: +39 051 6327511
italiainfo@phenomenex.com

Luxembourg 卢森堡
电话: +31 (0)30-2418700
nlinfo@phenomenex.com

Mexico 墨西哥
电话: 01-800-844-5226
tecnicomx@phenomenex.com

The Netherlands 荷兰
电话: +31 (0)30-2418700
nlinfo@phenomenex.com

New Zealand 新西兰
电话: +64 (0)9-4780951
nzinfo@phenomenex.com

Norway 挪威
电话: +47 810 02 005
nordicinfo@phenomenex.com

Portugal 葡萄牙
电话: +351 221 450 488
ptinfo@phenomenex.com

Singapore 新加坡
电话: +65 800-852-3944
sginfo@phenomenex.com


Spain 西班牙
电话: +34 91-413-8613
espinfo@phenomenex.com

Sweden 瑞典
电话: +46 (0)8 611 6950
nordicinfo@phenomenex.com

Switzerland 瑞士
电话: +41 (0)61 692 20 20
swissinfo@phenomenex.com

United Kingdom 英国
电话: +44 (0)1625-501367
ukinfo@phenomenex.com

USA 美国
电话: +1 (310) 212-0555
info@phenomenex.com

所有其他国家/地区
请联系美国总部 
电话: +1 (310) 212-0555
info@phenomenex.com



www.phenomenex.com.cn

Phenomenex 的产品正在全球发售。如需接洽贵国经销商, 请联系 Phenomenex 美国总部:
international@phenomenex.com

条款与条件

本文档受 Phenomenex 标准条款与条件的约束, 具体详情请浏览
www.phenomenex.com.cn/TermsAndConditions

商标

Venusil 是 Agela 的注册商标。Luna、Gemini、Kinetex、Synergi 和 Rexez 是 Phenomenex 的注册商标。BioSep 是 Phenomenex 的商标。

免责声明

天津博纳艾杰尔科技有限公司是“飞诺美”商标的持有人, 授权许可 Phenomenex, Inc. 使用该商标。

© 2020 博纳艾杰尔科技有限公司版权所有。